


Аппарат виброакустического воздействия «ВИТАФОН-Т»

Используется в терапевтических целях. Устройство применяется местно и помогает в восстановлении опорно-двигательного аппарата, неинвазивно воздействует на кровообращение и лимфоток, благоприятно влияет на работу внутренних органов, особенно почек и печени



Аппарат для гальванизации и электрофореза ЭЛФОР-ПРОФ

Электрофорез (или ионофорез) – это физиотерапевтический метод, который объединяет воздействие лекарственных растворов и электричества. Благодаря постоянному току препараты проникают в поры кожи и слизистых, влияя на патологические процессы



АМО-АТОС Универсальный аппарат для магнитотерапии

Аппарат магнитотерапии АМО-Атос считается универсальным устройством, но наиболее популярной сферой его использования остается магнитотерапия в офтальмологии: приставка АМБЛИО-1 делает его очень удобным для лечения заболеваний глаз



Заведующий отделением
Чичерина Елена Юрьевна
телефон: 8 (3466) 31-20-36

Часы работы 09.00 - 17.00

Сайт:
<http://нижневатовский-мрц.рф>

Адрес:
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г. Нижневартовск,
Северная, д. 82




Бюджетное учреждение
ХМАО - Югры
«Нижневартовский многопрофильный
реабилитационный центр
для инвалидов»

«Реабилитационное
оборудование
микрореабилитационного
центра – «ВИЗИТ»



г. Нижневартовск

Инновационный тренажер для развития мелкой моторики верхних конечностей Орторент-Моторика



Тренажер применяется для: реабилитации при травмах верхних конечностей, восстановления мелкой моторики кистей при неврологических заболеваниях, восстановления мелкой моторики после черепно-мозговой травмы, при заболеваниях, связанных с частичной утратой двигательной функции верхних конечностей

Аппаратно-программный мультимедийный комплекс с использованием технологий виртуальной реальности «ДЕВИРТА-ТОЧНОСТЬ»

Комплекс позволяет проводить занятия для восстановления крупной и мелкой моторики верхних конечностей при черпно-мозговых травмах, повреждениях спинного мозга, артрозах, детском церебральном параличе



Интерактивный учебно-развивающий комплект «ЗДОРОВЬЕ» в транспортировочном кейсе

Дидактическое оборудование, для проведения психолого-педагогической работы в рамках социально-бытового ориентирования: гигиена полости рта, гигиена рук и лица, одевайся по погоде, правильное питание, правильная осанка, закалка организма, режим дня



Реабилитационная перчатка «Senso Rehab»

Оборудование помогает развить или восстановить мелкую моторику рук при черпно-мозговых травмах, повреждениях спинного мозга, детском церебральном параличе, ортопедических заболеваниях (послеоперационный период)



Тренажер «Мини-байк»



Применяется для активной реабилитации людей с двигательными нарушениями после перенесенных травм и заболеваний, а также периодов длительной иммобилизации ног и рук

Реабилитация с помощью данного тренажера способствует скорейшему восстановлению мышечного тонуса, а также существенно улучшает лимфоток и кровообращение

Аудиовизуальный комплекс «ДИСНЕТ»

Применение комплекса позволяет:

- ♦ нормализовать психорегуляторные возможности организма;
- ♦ стабилизировать функциональное состояние, повысить устойчивость к стрессу;
- ♦ повысить помехоустойчивость;
- ♦ снизить эмоциональную реактивность и улучшить психическую регуляцию межполушарных взаимоотношений головного мозга.

